

اتوکلاو و استریلیزاسیون

چرخه استریل باید یک طرفه باشد: دریافت آلوده ← شست‌وشو ← بسته‌بندی ← اتوکلاو ← نگهداری استریل.

نکات کلیدی طراحی

- اتوکلاو کلاس B برای ابزار لومن‌دار و بسته‌بندی شده.
- میز کار خطی با جهت حرکت مشخص و بدون تلاقی مسیر.
- سینک دوقلو و دستگاه شست‌وشوی اولتراسونیک پیش از استریل.
- تهویه مکشی به دلیل حرارت و بخار تولیدی.
- مدار برق مستقل به دلیل بار حرارتی بالا.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۲ تا ۳/۵ کیلووات	توان
۱۸ تا ۲۳ لیتر	حجم محفظه
۱۲۱ تا ۱۳۴ درجه سانتی‌گراد	دمای چرخه
۲۰ تا ۴۵ دقیقه	مدت هر چرخه

واژگان کلیدی

اتوکلاو، استریلیزاسیون، کلاس B، اولتراسونیک، چرخه استریل

نکته بهره‌وری انرژی:

اجرای چرخه‌های پُر به جای چرخه‌های نیمه‌خالی، مصرف برق بخش استریل را تا ۲۵ درصد کم می‌کند.