

## اتوکلاو و استریلیزاسیون

چرخه استریل باید یک طرفه باشد: دریافت آلوده ← شست‌وشو ← بسته‌بندی ← اتوکلاو ← نگهداری استریل.

### نکات کلیدی طراحی

- اتوکلاو کلاس B برای ابزار لومن‌دار و بسته‌بندی شده.
- میز کار خطی با جهت حرکت مشخص و بدون تلاقی مسیر.
- سینک دوقلو و دستگاه شست‌وشوی اولتراسونیک پیش از استریل.
- تهویه مکشی به دلیل حرارت و بخار تولیدی.
- مدار برق مستقل به دلیل بار حرارتی بالا.

### مشخصات فنی

| شاخص        | مقدار                      |
|-------------|----------------------------|
| توان        | ۲ تا ۳/۵ کیلووات           |
| حجم محفظه   | ۱۸ تا ۲۳ لیتر              |
| دمای چرخه   | ۱۲۱ تا ۱۳۴ درجه سانتی‌گراد |
| مدت هر چرخه | ۲۰ تا ۴۵ دقیقه             |

### واژگان کلیدی

اتوکلاو، استریلیزاسیون، کلاس B، اولتراسونیک، چرخه استریل

نکته بهره‌وری انرژی:

اجرای چرخه‌های پُر به جای چرخه‌های نیمه‌خالی، مصرف برق بخش استریل را تا ۲۵ درصد کم می‌کند.